

# DESCRIPTION LINEAIRE ET CLASSIFICATION (DLC)

Nom:

No BDTA.:

Née:

vêlé:

no lact.:

Propriétaire:

no SE:

No expl.:

GABARIT	HAUTEUR AU SACRUM cm	<input type="text"/>	1	9	idéal	défaut: présent = 1, grave = 2	
	PROFOND. FLANCS cm	<input type="text"/>				2 <input type="text"/> épaule ouverte	<input type="text"/> x0.25 <input type="text"/>
	LARGEUR POITRINE	<input type="text"/>	étroite	large	8	6 <input type="text"/> taches blanches	
	LIGNE SUPERIEURE	<input type="text"/>	dos faible	dos de carpe	7	9 <input type="text"/> 1 Blüem / 2 sangle	
						11 <input type="text"/> mâchoire inférieure raccourcie	
BASSIN	LONGUEUR BASSIN cm	<input type="text"/>				12 <input type="text"/> expression 1 fin / 2 grossier	
	LARGEUR BASSIN cm	<input type="text"/>				189 <input type="text"/> taches noires	
	INCLINAISON BASSIN	<input type="text"/>	relevé	rabattu	5	4 <input type="text"/> bassin en toit	<input type="text"/> x0.10 <input type="text"/>
	EMPLACEM. TROCHANTER	<input type="text"/>	derrière	devant	7	10 <input type="text"/> rectum enfoncé	
MEMBRES	JARRETS ANGLE	<input type="text"/>	droit	coudé	5		
	JARRETS ASPECT	<input type="text"/>	spongieux	secs	9	22 <input type="text"/> jarrets serrés	<input type="text"/> x0.25 <input type="text"/>
	PATURONS	<input type="text"/>	faible	sur le boulet	6	25 <input type="text"/> panard	
	ONGLONS	<input type="text"/>	plat	haut	8	26 <input type="text"/> démarche irrégulière	
PIS	LONGUEUR AVANT-PIS	<input type="text"/>	peu	beaucoup	8		
	ATTACHE AVANT-PIS	<input type="text"/>	lâche	ferme	9		
	ATT. ARRIERE LARGEUR	<input type="text"/>	étroit	large	9		
	ATT. ARRIERE HAUTEUR	<input type="text"/>	bas	haut	9		<input type="text"/> x0.30 <input type="text"/>
	PROFONDEUR PIS	<input type="text"/>	bas	haut	7	190 <input type="text"/> attache de l'arrière-pis	
	PLANCHER DU PIS	<input type="text"/>	étagé	relevé	5	191 <input type="text"/> souplesse du pis, texture 1 souple / 2 charnu	
	LIGAMENT MEDIAN	<input type="text"/>	invisible	séparation long.	7	33 <input type="text"/> œdème froid	
TRAYONS	LONGUEUR TRAYONS	<input type="text"/>	court	long	5		
	EPAISSEUR TRAYONS	<input type="text"/>	fin	grossier	5		
	ORIENTATION TRAYONS	<input type="text"/>	vers l'extérieur	vers l'intérieur	5	41 <input type="text"/> à cratère	<input type="text"/> x0.10 <input type="text"/>
	REPART. TRAYONS ANT.	<input type="text"/>	large	serré	6	42 <input type="text"/> pointu	
	REPART. TRAYONS POST.	<input type="text"/>	large	serré	4	45 <input type="text"/> orientation en avant	
	TRAYONS SUPPL.	<input type="text"/>				46 <input type="text"/> trois trayons: 1 = début, 2 = cours	
MUSCULATURE	<input type="text"/>	plate	très charnue		<b>Trayons supplém.</b> 1 Trayon apposé 2 Noeud 3 Trayon suppl. actif 4 Trayon suppl. non actif 5 Cicatr. av. tissu gland. 6 Cicatr. s. tissu gland. 7 Ebauche 8 Miroir 9 Propre	<b>Pointage global:</b>	
PATURAGE	<input type="text"/>	1 = oui	2 = non				
STABULATION	<input type="text"/>	1 = entravée	2 = libre				
<b>Uniquement primipares</b>							<b>Classes:</b>  90 – 99: EX – excellent 85 – 89: VG – très bien 80 – 84: G+ – bien plus 75 – 79: G – bien 70 – 74: F – suffisant 65 – 69: P – faible
DEBIT DU LAIT	<input type="text"/>	<b>Débit du lait</b> 1 très lent 2 lent 3 plutôt lent 4 plutôt rapide 5 rapide 6 très rapide		<b>Comportement à la traite</b> 1 nerveuse / tape 2 nerveuse 3 calme 4 très calme			
COMPORTEMENT A LA TRAITE	<input type="text"/>						
BCS	<input type="text"/>						
1 fortement amaigrie 2 os saillants bien visibles 3 os saillants bien couverts 4 os saillants esquissés 5 embonpoint fort							
Date et signature:							